

ピッカジーン®デュアル シーパンジー発光キット PGD-S、PD-10、PD-11



<p>概要</p>	<p>同一サンプルで発現したホタル、シーパンジー（ウミシイタケ）の両ルシフェラーゼ活性を連続して測定できます。 ホタルルシフェラーゼを発光させた後、同チューブ内でシーパンジールシフェラーゼを発光させます。</p>
<p>希望小売価格 （税別）</p>	<p>PGD-S : 38,120円 PD-10 : 294,530円 PD-11 : 272,580円</p>
<p>製品構成</p>	<p>PGD-S: 100回用 x1 PD-10: 1,000回用 x1 PD-11: 100回用 X10</p>
<p>保存条件</p>	<p>-20℃、遮光 ※調製後の発光試薬、および開封後のルシフェラーゼスタンダードは、-80℃</p>