

Q&A Dr.ジーン4

Q 何班用ですか？

A 6班用です。 測定12回分ですので1班が2回測定できます。
1班あたり1回の測定で使用すると12班までとなります。

Q 長期保管はできないのですか？

A 受注生産していますので、ご使用日の数日前に販売店様に納品できるよう出荷します。 販売店様にご相談ください。

Q 事前準備は必要ですか？

A 発行測定だけを体験されたい場合には、ルフェラーゼ遺伝子を導入した大腸菌の準備をご準備願います (必要な試薬はキットに同封されています)

Q 遺伝子組換えに用いる大腸菌は安全ですか？

大腸菌はバイオ実験に多用されているJM109を採用しています。

A 遺伝子組換え生物等の使用規制による多様性確保関す法律 に関しては [「文部科学省ホームページ」](#) をご参照ください。