

Q&A PGL

Q 本製品以外に準備する機器や消耗品は？

A ルミノメーター、測定用チューブ（測定用プレート）、マイクロピペッター、細胞溶解試薬（PC50または自家調整液）、滅菌水など。

Q 検量線は測定日毎にとる必要がありますか？

A 測定データを比較検証するために、日差の有無やその度合いの指標となるよう、ATP標準液で既知濃度に対する発光量を確認しておいてください。

Q ウェルプレートで測定できますか？

A 発光測定するまでの検体前処理にウェルプレートの使用は不向きです。 シングルチューブをご利用ください。 発光測定には白色（または黒色）ウェルプレートの使用は可能です。 ウェルプレート対応のルミノメーターをご使用の場合、測定ウエルの指定と動作プログラムを事前に確認設定してください。