

# ピッカジーン® PA発光キット PGL-PA1



<p>概要</p>	<p>レポーターアッセイ用のルシフェラーゼ発光測定キットです。          専用のPA用細胞溶解剤はBradford法、BCA法、Lowry法のタンパク質アッセイが可能です。          細胞ライセートの一部をタンパク質アッセイ用に使用して総タンパク質量でレポーターアッセイの結果を補正検証できます。</p>
<p>希望小売価格 (税別)</p>	<p>PGL-PA1 : 28,980円</p>
<p>製品構成</p>	<p>発光試薬 (凍結乾燥品)          発光試薬緩衝液 (10 ml)          PA用細胞溶解剤 (100 ml)          ルシフェラーゼスタンダード酵素</p>
<p>保存条件</p>	<p>-20℃、遮光          ※調製後の発光試薬、および開封後のルシフェラーゼスタンダードは、-80℃</p>