

ピッカジーン® 発光キット

PGL5500、PGL2000



<p>概要</p>	<p>ルシフェラーゼレポーターアッセイ用の発光試薬（細胞溶解成分なし）です。 高発光であり、発光反応は数分以上継続します。 細胞溶解には、別売のピッカジーン®培養細胞溶解剤（製品コード：PGC50）を使用できます。</p>
<p>希望小売価格 （税別）</p>	<p>PGL5500 : 56,700円 PGL2000 : 207,900円</p>
<p>製品構成</p>	<p>PGL5500: 500回用（50ml） PGL2000: 2,000回用（50ml） X4</p>
<p>保存条件</p>	<p>-80℃、遮光</p>